

	NOTE DE SERVICE	NS-00770
	BQ-Dosage des Acides Biliaires Totaux	Date de mise en application : 09/08/2019
Direction du Laboratoire de Biologie Médicale Structure : P2U / Biochimie	Suivi par : Sophie ORLOWSKI ; Françoise BARBE Courriel : s.orlowski@chru-nancy.fr f.barbe@chru-nancy.fr	

Seule la version électronique du document est valide

Objet : Dosage des Acides Biliaires Totaux (ABT)

Le dosage des acides biliaires totaux se fait désormais sur tube hépariné avec gel (tubes PSTII, bouchon vert), voir Manuel de prélèvement.



Fait à Nancy le 02 aout 2019

Le responsable de structure et/ou le biologiste responsable de l'analyse
 Sophie Orłowski et Françoise Barbé, Biologistes

DESTINATAIRES
Pour information : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direction des sites du CHRUN (Sites Urbains, Site de Brabois, CCEG)
Pour exécution : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Président de CME ▪ Les prescripteurs du CHRU ▪ Direction des soins ▪ Les CSS, Les CS du CHRU ▪ CH Toul ▪ Autre(s) établissement(s) extérieur(s) : CH Neufchâteau