

## Fiche technique

### MB-Récapitulatif des milieux de transport à utiliser pour les prélèvements génitaux

ENTÊTE RÉSERVÉE : MERCI DE NE RIEN INSCRIRE

Prescription(s)	Milieu(x) de transport pour les prélèvements génitaux			
<b>PV seul ou ENDOCOL seul</b> pour <u>culture</u> bactériologique et/ou mycologique seule	1 eSwab 			
<b>PV+ENDOCOL</b> pour <u>culture</u> bactério/myco	1 eSwab pour PV 	1 eSwab pour Endocol 		
<b>PV+ENDOCOL</b> - pour <u>culture</u> bactério/myco - pour <u>culture</u> Mycoplasma/Ureaplasma (hors M. genitalium) <b>sur ENDOCOL uniquement</b>	1 eSwab pour PV 	1 eSwab pour Endocol 	1 écouvillon Biorad dans milieu de transport pour <b>ENDOCOL uniquement</b> 	
<b>Mycoplasma/Ureaplasma <u>culture</u> seule</b> (hors M. genitalium)	1 écouvillon Biorad dans milieu de transport 			
<b>PCR Mycoplasma genitalium / Gonocoque / Chlamydia trachomatis</b>	Tube Aptima pour PV 	Tube Aptima pour Endocol 	Tube Aptima pour fond de gorge 	Tube Aptima pour 1 <sup>er</sup> jet urinaire 
<b>PV+ENDOCOL</b> - pour <u>culture</u> bactério/myco - pour <u>culture</u> Mycoplasma/Ureaplasma (hors M. genitalium) - <u>PCR</u> M. genitalium /Gonocoque/C. trachomatis	1 eSwab pour PV 	1 eSwab pour Endocol 	1 écouvillon Biorad dans milieu de transport pour <b>ENDOCOL uniquement</b> 	Tube Aptima PV  Endocol 
<b>Recherche de Trichomonas</b> (sécrétions vaginales, sérosité du méat)	1 eSwab 			