



Formulaire

BIOC-AMAN-Liste des allergènes (IgE Et IgG4)

Référence	FORM-00587	
Version	10	Page 1 sur 1
Applicable le	04/03/2024	

REALISES AU LABORATOIRE DE BIOCHIMIE

Utiliser le bon vert pour toutes autres demandes d'IgE et d'IgG4 spécifiques

Merci de prélever un tube pour les IgE et un tube pour les IgG4.

IgE	ACARIENS	IgG4
	d1 Dermatophagoïdes pteronyssinus	
	d202 rDer p 1 (recombinant D. pteronyssinus)	
	d203 rDer p 2 (recombinant D. pteronyssinus)	
	d205 rDer p 10 (recombinant D. pteronyssinus)	
	d209 rDer p 23 (recombinant D. pteronyssinus)	
	d2 Dermatophagoïdes farinae	

IgE	MICROORGANISMES	IgG4
	m3 Aspergillus fumigatus	
	m5 Candida Albicans	
	m6 Alternaria alternata	

IgE	ALIMENTS	IgG4
	f1 Blanc d'œuf	
	f75 Jaune d'œuf	
	f232 nGal d 2 (Ovalbumine)	
	f233 nGal d 1 (Ovomucoïde)	
	f2 Lait de vache	
	f76 nBos d 4 (Alpha-lactalbumine)	
	f77 nBos d 5 (Béta-lactoglobuline)	
	f78 nBos d 8 (Caséine)	
	f300 Lait de chèvre	
	f325 Lait de brebis	
	f3 Poisson (morue/cabillaud)	
	f426 rGad c 1 (Parvalbumine)	
	f4 Blé	
	f416 rTri a 19 (oméga-5-Gliadine)	
	f10 Sésame	
	f449 rSes i 1 (recombinant sésame)	
	f11 Sarrasin	
	f12 Pois	
	f13 Arachide	
	f422 rAra h 1 (recombinant arachide)	
	f423 rAra h 2 (recombinant arachide)	
	f424 rAra h 3 (recombinant arachide)	
	f447 rAra h 6 (recombinant arachide)	
	f352 rAra h 8 (recombinant arachide)	
	f427 rAra h 9 (recombinant arachide)	
	f14 Soja	
	f353 rGly m 4, PR-10 (Soja)	
	f431 nGly m 5, β conglycinine (Soja)	
	f432 nGly m 6, glycinine (Soja)	

IgE	ALIMENTS (SUITE)	IgG4
	f79 Gluten	
	f17 Noisette	
	f428 rCor a 1 (recombinant noixette)	
	f425 rCor a 8 (recombinant noixette)	
	f440 nCor a 9 (recombinant noixette)	
	f439 rCor a 14 (recombinant noixette)	
	f18 Noix du Brésil	
	f20 Amande	
	f201 Noix de Pécan	
	f202 Noix de cajou	
	f443 rAna o 3 (recombinant noix de cajou)	
	f345 Noix de Macadamia	
	f203 Pistache	
	f253 Pignon de pin	
	f256 Noix	
	f441 rJug r 1 (recombinant noix)	
	f442 rJug r 3 (recombinant noix)	
	f24 Crevette	
	f351 rPen a 1 (recombinant crevette)	
	f84 Kiwi	
	f430 rAct d 8, PR-10 (Kiwi)	
	f305 Fenugrec	
	f335 Graine de Lupin	

IgE	POLLENS D'ARBRES	IgG4
	t3 Bouleau	
	t215 rBet v 1 (recombinant bouleau)	
	t216 rBet v 2 (recombinant bouleau)	
	t25 Frêne	
	t224 rOle e 1 (recombinant olivier)	

IgE	POLLENS DE GRAMINES	IgG4
	g3 Dactyle pelotonné	
	g6 Phléole des prés	
	g205 rPhl p 1 (recombinant phléole)	
	g215 rPhl p 5 (recombinant phléole)	
	g213 rPhl p 1+p 5b (recombinant phléole)	

IgE	POLLENS D'HERBACEES	IgG4
	w6 Armoise	
	w231 n Art v 1 (recombinant armoise)	
	w9 Plantain	

IgE	ANIMAUX	IgG4
	e1 Chat	
	e94 rFel d 1 (recombinant chat)	
	e220 rFel d 2 (recombinant chat)	
	e5 Chien (squames)	
	e101 rCan f 1 (recombinant chien)	
	e82 Lapin	

IgE	ALLERGENES PROFESSIONNELS	IgG4
	k82 Latex	

IgE	VENINS ET INSECTES	IgG4
	i1 Abeille	
	i208 rApi m 1 (recombinant abeille)	
	i214 rApi m 2 (recombinant abeille)	
	i215 rApi m 3 (recombinant abeille)	
	i216 rApi m 5 (recombinant abeille)	
	i217 rApi m 10 (recombinant abeille)	
	i3 Guêpe vespula	
	i209 rVes v 5 (recombinant guêpe)	
	i211 rVes v 1 (recombinant guêpe)	

IgE	DIVERS	IgG4
	o215 Galactose-α-1,3-galactose (α-Gal)	

IgE	MELANGES D'ALIMENTS	IgG4
Trophallergènes Enfants	fx26 Blanc d'œuf + Lait de vache + Arachide + Moutarde	
	fx27 Poisson + Noisette + Soja + Blé	
	fx28 Crevette + Kiwi + Boeuf + Sésame	
	fx5 Blanc d'œuf + Lait de vache + Poisson + Blé + Soja	

IgE	PNEUMO ALLERGENES	IgG4
	Phadiatop	
	(d1 +d2 + g3 + g6 + m6 + e1 + e5)	